

**LOTE 01**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DETALHADA	UND.	QUANT	VLR UNIT.	TOTAL
1	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA</b> , Indicado para facilitar o exame de boca, garganta e órgãos circunvizinhos. Material: Madeira. Descartável. Formato convencional., Superfícies e bordas lisas .Pacote com 100 unidades.	pct	300		
2	<b>ABRIDOR</b> de boca expandex, infantil, em acrílico, transparente, indicado para o uso odontológico, esterilização em autoclave a 137°C, esterilização química.	UNID	03		
3	<b>ABRIDOR</b> de boca expandex, uso odontológico, adulto, em acrílico, transparente, esterilização em autoclave a 137°C, esterilização química.	UNID	03		
4	<b>ABRIDOR DE BOCA</b> , uso odontológico, em borracha colorida, tamanho G. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
5	<b>ABRIDOR DE BOCA</b> , uso odontológico, em borracha colorida, tamanho infantil. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
6	<b>ÁCIDO</b> , fosfórico a 37%, uso odontológico, para condicionamento de esmalte. Embalagem plástica com 03 seringas de 2,5 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	pacote	23		
7	<b>ÁCIDO</b> , uso odontológico, EDTA 17%, para endodontia. Embalagem: frasco com 20ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
8	<b>ADESIVO</b> autocondicionante, solvente a base de etanol,pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca. A sua exclusiva química possibilita a reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo com a dentina ressecada. Pode	UNID	07		

	ser usado como silano nas cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia. Permite maior adesão ao esmalte, utilizado como primer metálico. Aumenta a adesão na técnica autocondicionante. Confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Baixíssima sensibilidade pós-operatória. Rendimento: Até 200 restaurações. Prazo de validade e registro no Ministério da saúde.				
9	<b>ADESIVO</b> , primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca. A sua exclusiva química possibilita a reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo com a dentina ressecada. Pode ser usado como silano nas cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia. Permite maior adesão ao esmalte. Utilizado como primer metálico. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração). Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	60		
10	<b>AFASTADOR</b> de minnesota, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
11	<b>AFASTADOR</b> Farabeuf pequeno, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
12	<b>AGULHA CURTA</b> , uso odontológico, gengival, descartável, esterilizada, com cânula de comprimento entre 22 e 25 mm, <b>CALIBRE 30 G</b> , que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico	CX	40		

	e tenha prazo de validade superior a 4 anos. Embalagem caixa com 100 unidades e registro no Ministério da Saúde.				
<b>13</b>	<b>AGULHA EXTRA CURTA</b> , uso odontológico, gengival, descartável, esterilizada, extra curta, com cânula de comprimento de ate 15 mm, que possua bisel triplo e seja siliconizado; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos. Embalagem caixa com 100 unidades e registro no Ministério daSaúde.	cx	07		
<b>14</b>	<b>AGULHA LONGA</b> , uso odontológico, gengival, descartável, esterilizada, 27 G, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	cx	07		
<b>15</b>	<b>ALAVANCA</b> uso odontológico, seldin reta , em aço inoxidável. Embalagem com 01 unidade, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	20		
<b>16</b>	<b>ÁLCOOL EM GEL.</b> Gel Antisséptico a base de Alcool 70%; Elimina germes e bactérias; Não provoca ressecamento na pele: Especialmente formulado com hidratante e umectante que proporciona maciez e hidratação; Alto rendimento;Indicado pelos médicos no auxilio e prevenção a infecções, virus e bacterias; Tem eficácia comprovada pelo Ministério da Saúde e a OMS casos de surto contra a H1N1; Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.Embalagem com 01 litro.	UNID	167		
<b>17</b>	<b>ALCOOL</b> , etílico 70%, solução anti-séptica uso externo, frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificação Simplificada na Anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA .Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.	UNID	333		
<b>18</b>	<b>ALGINATO</b> Absorção rápida da água. Fácil mistura. Massa homogênea e superfícies lisas e compactas. Longa conservabilidade do molde.. Embalado em atmosfera modificada. Garantia de 5 anos. Alginato elástico. Tempos de trabalho e presa rápidos. Tixotrópico. Livre de poeira.Embalagem: pacote de	pct	20		

	453g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
19	<b>ALGODÃO</b> , rolo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
20	<b>ALGODÃO</b> , uso odontológico, rolo dental, aglutinado trançado Embalagem: pacote com 100 roletes, n01, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	pacote	167		
21	<b>ALGODÃO</b> , uso odontológico, rolo dental, aglutinado trancado Embalagem: pacote com 100 roletes , n02, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	pacote	167		
22	<b>ALICATE PERFURADOR AINSWORTH</b> , Indicado para perfurar lençol de borracha ( Dique de borracha) para isolamento absoluto, aço inox,autoclavável. Registro ANVISA, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
23	<b>AMALGAMA</b> , uso odontológico, pre-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: - 400mg de liga(40% de prata, 31,1 de estanho e 28,7% de cobre )- 368 mg de mercúrio Embalagem: caixa com 50 cápsulas.	pacote	07		
24	ANÉSTÉSICO LIDOCAÍNA 2% com hemitartarato de norepinefrina1:50.000 embalagem com 50 tubetes, 1,8 ml cada.	cx	133		
25	<b>ANESTÉSICO ARTICAINA</b> , isento de metilparabeno, maior hidrossolubilidade, maior difusão anos tecidos ósseos, evitando em muitos casos a desconfortável complementação palatina.Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.Acondicionados em tubetes de cristal, que: permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo,minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado. Apresentação: caixa com 50 tubetes	cx	10		
26	<b>ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA1:100.000</b> . Anestésico injetável local, com cada ml contendo 20 mg de Cloridrato de Lidocaína, 10 microgramas de Epinefrina , também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e êmbolos siliconizados.	cx	67		

	Cada tubete devera estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto devera estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.				
27	<b>ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO-CONSTRITOR:</b> Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de Metilparabeno envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete devera estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto devera estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes e caixa com 50 tubetes	cx	07		
28	<b>ANESTESICO TÓPICO,</b> uso odontológico pote com 12g , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	27		
29	<b>APLICADOR</b> dycal angulado duplo, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
30	<b>ARCO</b> de ostby, simples, para uso odontológico, confeccionado em material plástico, tamanho infantil. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg. ANVISA.	UNID	03		
31	<b>ARCO</b> de ostby, simples, para uso odontológico, confeccionado em material plástico, tamanho adulto. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg. ANVISA.	UNID	03		
32	<b>Avental TNT</b> descartável gramatura 40, impermeável, embalagem com 10 unidades.	UNID	33		
33	<b>BABADOR IMPERMEÁVEL,</b> confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico), sem adesivo, alto potencial de absorção, dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	pacote	33		
34	<b>BANDEJA,</b> uso odontológico, retangular, em aço inoxidável, dimensões de 20 cm x 15 cm x 1,5 cm. Embalagem individual, com dados de identificação do	UNID	07		

	produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
35	<b>BANDEJA</b> , uso odontológico, retangular, em aço inoxidável, dimensões de 20 cm x 12 cm x 1,5 cm .Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
36	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b> , no mais alto grau de pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação EXTRA FINA, proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva.500g Não entope o equipamento.Grau de pureza de 99,9% Registro na Anvisa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da saúde.	UNID	07		
37	<b>BISTURI DE KIRKLAND</b> . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
38	<b>BISTURI DE ORBAN</b> . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
39	<b>BORRACHA</b> , abrasiva, uso odontológico, para acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis, cor marrom. Embalagem unitária com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
40	<b>BORRACHA</b> , abrasiva, uso odontológico, para acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis, cor verde. Embalagem unitária com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
41	<b>BORRACHA</b> , abrasiva, uso odontológico, para acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis, cor azul. Embalagem unitária com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
42	<b>BROCA</b> de uso odontológico Endo Z 23mm, altarotação. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		

43	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1011. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
44	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1012. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
45	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1013. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
46	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1013HL Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		
47	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1014 HL Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		
48	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1014. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
49	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1015. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		
50	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1012. HL Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
51	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1015. HL Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
52	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1045. HL Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
53	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta	UNID	33		

	rotação N°2135 Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
54	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°2135F Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
55	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°2135FF. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
56	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3118.Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
57	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3118F.Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
58	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3118FF. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
59	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3168. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
60	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3168F. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
61	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3168FF. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
62	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3195 Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
63	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3195F. Embalagem individual, com dados de	UNID	33		



	identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
64	<b>BROCA</b> de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°3195FF. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
65	<b>BROCA LARGO PEESO CA</b> , fabricada em aço inoxidável com 13%,cromo nos números de 1 a 4. Diâmetro 0,70mm, 0,90mm,1,10mm e 1,30mm respectivamente. Com 32mm, haste de 19mm e cabo em pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa. Blister com 06 unidades, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	pacote	07		
66	<b>BROCA LÊNTULO AR</b> de Baixa Rotação, Espiral para levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior do canal, nº 1-4 - 25mm . Embalagem com 04 UNIDS, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	Pacote	07		
67	<b>BROCA</b> tronco cônica haste longa 701 . Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	20		
68	<b>BROCA</b> tronco cônica haste longa 702 . Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	20		
69	<b>BROCA</b> tronco cônica haste longa 703 . Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
70	<b>BROCA ZECRYA</b> , alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada para odontosseção e corte/desgaste de osso, (Curta) N° 313 - 22mm. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
71	<b>BROCA ZECRYA</b> , alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada para odontosseção e corte/desgaste de osso, (longa) N° 314 - 28mm. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
72	<b>BROCA</b> , uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para alta rotação, esférican. 06. Embalagem individual,	UNID	17		

	com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
73	<b>BROCA</b> , uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para alta rotação, esférica. 08. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
74	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, CA, baixa rotação, carbide, n. 01. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
75	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, CA, baixa rotação, carbide, n. 02. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
76	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, CA, baixa rotação, carbide, n. 04. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
77	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, CA, baixa rotação, carbide, n. 05. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
78	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, baixa rotação, CA, carbide, n. 06. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
79	<b>BROCA</b> , uso odontológico, esférica, baixa rotação, CA, carbide, n. 08. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
80	<b>BROCA</b> , uso odontológico, shofu, chama de vela, tamanho padrão. Embalagem individual com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
81	<b>BROCA</b> , uso odontológico, shofu, esférica, alta rotação. Embalagem individual com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
82	<b>BROCA</b> , uso odontológico, tipo gattes nº01, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		

83	<b>BROCA</b> , uso odontológico, tipo gattes n°02, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
84	<b>BROCA</b> , uso odontológico, tipo gattes n°03, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
85	<b>BROCA</b> , uso odontológico, tipo gattes n°04, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
86	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1190 .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
87	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1190F .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
88	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1190FF .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
89	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1111 .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
90	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1111F .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
91	<b>BROCA</b> , de uso odontológico, diamantada, de alta rotação N°1111FF .Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
92	<b>CABO</b> , para bisturi, n. 03, em aço inoxidável, para laminas de n. 10 a 17, com 12 cm de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		

93	<b>CABO</b> , uso odontológico, para espelho dental, em aço inox, rosqueável, tamanho padrão. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
94	<b>CAIXA</b> , uso odontológico, perfurada, em aço inoxidável, para esterilização, dimensões de 26 x 12 x 6 cm. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
95	<b>CALCADOR</b> , uso odontológico, simples, para endo, em aço inox. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	07		
96	<b>CÂMARA ESCURA</b> , Angulagem para entrada das mãos. Fácil remoção das luvas para assepsia. Visor acrílico destacável. 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). Não existem bordas retentivas, facilitando assepsia. Material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Iluminação de led sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a película radiográfica. Corrente: 40 MA. Luz Led: 6000 candela. Bateria: 9 V. Peso líquido: 0.820 Kg. Peso bruto: 1.150 Kg. Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura). Garantia: 1 ano.	UNID	01		
97	<b>CARIOSTÁTICO 30%</b> , uso odontológico, para odontopediatria Embalagem: frasco com 5ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
98	<b>CERA</b> , uso odontológico, utilidade, mole. Embalagem: caixa com 05 placas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
99	<b>CERA</b> , uso odontológico, periférica, para bordo de moldeiras, nº 07, a base de parafina, óleo mineral e corante. Embalagem: caixa contendo 18 laminas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	07		
100	<b>CIMENTO</b> , uso odontológico, cirúrgico, sem eugenol, composto de: - Base: Caprilico, ácido laurico, breu,	CX	02		

	resina, estergun, petrolato, timol, cera de carnauba e aroma de menta. - Acelerador: Óleo de linhaça, oxido de Zn, de MG, petrolato, timol, pigmento mineral, estabilizante e aroma de menta. Embalagem: caixa com 01 bisnaga com 90 gr de acelerador + 01 bisnaga com 90 gr de base, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
101	<b>CIMENTO</b> , uso odontológico, endodôntico, à base óxido de zinco e eugenol Embalagem: kit com frasco delíquido com 10 ml e frasco de pó de com 12 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	02		
102	<b>COLGADURA</b> , individual, para radiografia periapical, em aço inoxidável, para revelação de pelicular radiográfica.	UNID	10		
103	<b>COMPRESSA DE GAZE</b> , 11 fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 9 Fios. Registro Anvisa. Embalagem com 500 unidades dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PCT	167		
104	<b>CONE GUTTA-PERCHA RECIPROC R25 TINTO 28 MM.</b> Caixa com 60 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
105	<b>CONE</b> , uso odontológico, de Guta Percha, primeira serie, n. 15-40. Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
106	<b>CONE</b> , uso odontológico, de Guta Percha, r-7 Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
107	<b>CONE</b> , uso odontológico, de Guta Percha, r-8 Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		

108	<b>CONE</b> , uso odontológico, de Guta Percha, segunda serie, n. 45-80. Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	07		
109	<b>CONE</b> , uso odontológico, de papel absorvente, n. 15-40 Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	50		
110	<b>CONE</b> , uso odontológico, de papel absorvente, n. 45-80 Embalagem: caixa com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	07		
111	<b>CONJUNTO</b> de aspiração endodôntico, com 01 cânula e 03 agulhas nos diâmetros 2,0; 1,5; e 1,0 mm. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	CONJ	02		
112	<b>CUBA DE BORRACHA</b> , para alginato, uso odontológico, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
113	<b>CUNHA</b> , uso odontológico, de madeira, para restaurações. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CX	03		
114	<b>CÚPULA</b> pequena de assepsia, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
115	<b>CURETA</b> alveolar, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
116	<b>CURETA</b> de dentina nº 16, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
117	<b>CURETA</b> de dentina nº 17, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
118	<b>DESINFECTANTE</b> , a base de quaternário de amônio de	LITRO	17		

	5ª geração, possui uma formulação exclusiva, que garante eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos, pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVCe vinil), eficácia comprovada contra; SalmonellaCholeraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonasaeruginosa e H1N1/Influenza, pronto uso, age por contato, atua em 5 minutos, efeito residual de até 12 dias, biodegradável, sem odor e cor, validade: 24 meses , registro ANVISA.Embalagem 1 litro Identificação do produto e marca do fabricante.				
119	<b>DIGLUCONATO de Clorexidina 2%</b> , indicado para assepsia. Embalagem com 100 ml. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
120	<b>DISCO DE LIXA</b> , uso odontológico, 5/8 polegadas, para polimento de resina fotopolimerizável, composto de poliéster, oxido de alumínio e resina. Diferentes granulações utilizadas na sequencia correta resultam em uma excelente lisura de superfície e conseqüentemente em restaurações muito estéticas. Centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Cores que facilitam a sequencia de utilização. Embalagem: caixa com 100 unidades e o mandril , com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	EMBALAGEM	05		
121	<b>ENDO PTC</b> Embalagem: frasco com 25g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
122	<b>ESCOVA</b> , uso odontológico, dental de Robson, com cerdas de silicone, contra angulo, baixa rotação, para profilaxia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	100		
123	<b>ESPAÇADOR</b> , uso odontológico, digital, para endodontia, em aço inox, calibre 15 a 40. Embalagem: caixa com 6 unidades com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,	CONJUNTO	02		

	prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
124	<b>ESPÁTULA PARA ALGINATO</b> , uso odontológico, plástica , 22 cm. . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
125	<b>ESPÁTULA PARA GESSO</b> , uso odontológico, cabo de madeira 22 cm. . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	03		
126	<b>ESPATULA</b> uso odontológico, de cera, n. 07. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	10		
127	<b>ESPATULA</b> , uso odontológico, de inserção, em aço inox, tamanho padrão, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
128	<b>ESPATULA</b> , uso odontológico, para manipulação n° 70, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
129	<b>ESPATULA</b> , uso odontológico, para manipulação, em aço inox, n. 24. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; rótulo da embalagem primária e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a prática do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a legislação vigente da ANVISA.	UNID	10		
130	<b>ESPELHO</b> , uso odontológico, bucal, para cabo rosqueável, plano, número 05, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	67		
131	<b>EUCALIPTOL</b> Embalagem: frasco com 20ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no	UNID	02		



	Ministério da Saúde.10ml				
132	<b>EUGENOL</b> , frasco com 20ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
133	<b>EVIDENCIADOR</b> , uso odontológico, de placa dental bacteriana, pastilha Embalagem com 60 pastilhas,caixa, com dados de identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	33		
134	<b>EXPLORADOR</b> uso odontológico, duplo, numero 05, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
135	<b>FICHA PARA RAIOS X</b> , 01 furos, utilizada para armazenar e facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com 100 unidades, papel 240gramas.	PACOTE	07		
136	<b>FICHA PARA RAIOS X</b> , 02 furos, utilizada para armazenar e facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com 100 unidades, papel 240gramas.	PACOTE	03		
137	<b>FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL</b> , adulto, uso odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	17		
138	<b>FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL</b> , infantil, uso odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	pacote	02		
139	<b>FIO</b> , de sutura, para uso odontológico, categute, cromado, absorvível, agulhado 4.0. Embalagem caixa com 24 unidades, embalados individualmente, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
140	<b>FIO</b> , dental, rolo com no mínimo 500 m, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
141	<b>FIO</b> , para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio	CX	03		

	com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.				
<b>142</b>	<b>FIO</b> , para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.	CX	20		
<b>143</b>	<b>FIO</b> , para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.	CX	17		
<b>144</b>	<b>FIO</b> , para sutura, em seda preta trançada odontológica, n 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm. Embalagem individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unid.	CX	17		
<b>145</b>	<b>FITA AUTOCLAVE</b> , constituída por dorso de papel crepado, 19mm x 50m.	UNID	100		
<b>146</b>	<b>FIXADOR</b> , para processamento manual de filmes radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNID	17		
<b>147</b>	<b>FLUOR</b> , uso odontológico, tópico gel, acidulado, 1,23%, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no	UNID	17		

	Ministério da Saúde.				
148	<b>FLUOR</b> , uso odontológico, tópico gel, acidulado, 2 %, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
149	<b>FLUOR</b> , uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Sabor tutifruti.	UNID	17		
150	<b>FLUOR</b> , uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Sabor menta.	UNID	17		
151	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 01</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
152	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 101</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
153	<b>FORCEPS Nº 01</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
154	<b>FORCEPS Nº 150</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
155	<b>FORCEPS Nº 151</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
156	<b>FORCEPS Nº 16</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
157	<b>FORCEPS Nº 17</b> , em aço inoxidável. Embalagem	UNID	03		

	Individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.				
158	<b>FORCEPS Nº 18 L</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
159	<b>FORCEPS Nº 18 R</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
160	<b>FORCEPS Nº 65</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
161	<b>FORCEPS Nº 69</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
162	<b>FORMOCRESOL</b> Embalagem: frasco com 10ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
163	<b>FRESA</b> , uso odontológico, em tungstênio, formato ogival, para acabamento em acrílico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
164	<b>GESSO</b> , uso odontológico, pedra tipo II. Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	KG	07		
165	<b>GESSO</b> , uso odontológico, pedra tipo III, amarelo. Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	KG	07		
166	<b>GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %</b> , anti-séptico bucal, em solução oral sem álcool. Embalagem: Frasco com 1.000ml. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e	UNID	17		

	registro no Ministério da Saúde.				
167	<b>GODIVA</b> , uso odontológico, em placa. Embalagem: caixa com 15 placas com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	03		
168	<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO</b> , numeração variada, corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma, tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox, acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos, rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Registro na Anvisa: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.  Numeração dos grampos: w8A,w2A,26,212,211,210, 209, 206, 208, 207, 202, 201, 200,14ª,14,0,00	UNID	17		
169	<b>HEMOSTÁTICO</b> , uso odontológico, indicado para controle das hemorragias menores e do fluido sulcular. Gel com consistência adequada facilitando a aplicação. Não deixaresíduos nem manchas e pode ser enxaguado. Embalagem com 1 unidade de 1,2ml.. Embalagem com dados de identificação do produto,marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
170	<b>HIDROXIDO DE CÁLCIO</b> , cimento, em pasta, radiopaco , presa rápida: rápido endurecimento,,biocompatível ,sem eugenol Registro na Anvisa 10186370010. Embalagem: conjunto com 02 bisnagas, espátula e bloco de manipulação, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	08		
171	<b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> , uso odontológico,PA, em pó. Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
172	<b>HIPOCLORITO</b> de sódio 1%, solução bactericida, 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	LITRO	03		
173	<b>HIPOCLORITO</b> de sódio 2,5%, solução bactericida, 1 litro, para irrigação de canais radiculares, 1 litro, uso	LITRO	03		

	odontológico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
174	<b>HIPOCLORITO</b> de sódio 5%, solução bactericida, 1 litro, para irrigação de canais radiculares, 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	LITRO	03		
175	<b>IODOFÓRMIO</b> Embalagem: frasco com 10g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
176	<b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR</b> , restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART), cimentações provisórias de coroas, autopolimerizável, é um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível, maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica, alta viscosidade, maior capacidade de recarga de flúor. Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Registro na Anvisa, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde..	CX	27		
177	<b>KIT</b> alavanca uso odontológico infantil, seldin (1,2,3), em aço inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	03		
178	<b>KIT</b> alavanca uso odontológico, seldin (1,2,3), em aço inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	03		
179	<b>KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO</b> , para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior	KIT	02		

	esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. ADULTO				
180	<b>KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO</b> , para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. INFANTIL	KIT	02		
181	<b>KIT</b> sugador uso odontológico, endodôntico, inox, embalagem com sugador e três pontas de diferentes diâmetros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	KIT	03		
182	<b>KIT</b> , cirúrgico, estéril, descartável. Contendo no mínimo: - 01 campo cirúrgico impermeável para mesa auxiliar de instrumental e superfícies em geral, dimensões de 0,70m x 0,70m. - 01 campo cirúrgico fenestrado para paciente PP30grs/m <sup>2</sup> com dimensões mínimas de 1,40mx0,90 m.- 02 toalhas de Mão em tecido absorvente.- 02 aventais cirúrgicos de manga longa com punho de látex - 02 protetor para refletor/luminária.- 02 Campos protetores para cabos e Sugador. Embalagem individual dupla, podendo ser com o próprio campo impermeável de mesa e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica e indicador químico de segurança do processo de esterilização, tipo de esterilização, apresentação, prazo de validade e dados do MS. O produto apresentado pelo fornecedor deve conter: Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA e estar de acordo com a Norma técnica brasileira ABNT14990-6.	KIT	33		
183	<b>LÂMINA DE BISTURI</b> descartável, estéril, n. 12B. Embalagem: envelope individual, em papel	CX	03		

	aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.				
<b>184</b>	<b>LÂMINA DE BISTURI</b> descartável, estéril, n. 15. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	CX	03		
<b>185</b>	<b>LÂMINA DE BISTURI</b> descartável, estéril, n.11. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	CX	03		
<b>186</b>	<b>LÂMINA DE BISTURI</b> descartável, estéril, n.15C. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	CX	03		
<b>187</b>	<b>LAMPARINA</b> , uso odontológico, em aço inoxidável, a álcool, sem tampa, tamanho médio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	02		
<b>188</b>	<b>LENÇOL DE BORRACHA</b> , é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. Embalagem com 26unidades.	CAIXA	17		
<b>189</b>	<b>LIMA PARA OSSO</b> , 18cm. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420.	UNID	03		
<b>190</b>	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox, comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa	CX	03		



	com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.				
191	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox, comprimento 25 mm, n° 45-80. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
192	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox, comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
193	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox, comprimento 31 mm, n. 45-80. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
194	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox, comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
195	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox, comprimento 25 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
196	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox, comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
197	<b>LIMA</b> , uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox, comprimento 31 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	CX	03		
198	<b>MANDRIL</b> uso odontológico, em latão cromado, para borracha abrasiva tipo lápis, utilizado em peça de Mão. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
199	<b>MASCARA cirúrgica</b> , descartável, com tripla camada, de uso hospitalar, gramatura mínima de 30g/m <sup>2</sup> , confeccionada em fibras de não tecido (TNT), anatômica, características adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elástico com comprimento adequado para fixação, dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituída por 3 camadas	CX	500		

	de fibras sintéticas repelentes a líquido , hipoalergênico, atóxica, inodora, maleável e resistente, livres de micro partículas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, número do registro na ANVISA.				
<b>200</b>	<b>MATRIZ</b> , uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 5 x 50 cm, para amalgama. Embalagem: rolo com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
<b>201</b>	<b>MATRIZ</b> , uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 7 x 50 cm, para amalgama. Embalagem: rolo com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
<b>202</b>	<b>MOLDEIRA INFANTIL PERFURADA DE ALUMÍNIO</b> Material em Alumínio de alta qualidade. Dimensionamento e acabamento perfeito dos furos. Cabo mais espesso que permite uma empunhadura segura e perfeita, com o mínimo de flexão na moldagem. Registro ANVISA. Embalagem com 7 peças, sendo: Superior 1, 2 e 3 + Inferior 1, 2, 3 e uma Giratória nº 88. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	02		
<b>203</b>	<b>MOLDEIRA</b> , uso odontológico, descartável, dupla, para aplicação de flúor, tamanho adulto. Embalagem caixa com 100 unidades. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	67		
<b>204</b>	<b>MOLDEIRA</b> , uso odontológico, descartável, dupla, para aplicação de flúor, tamanho infantil. Embalagem caixa com 100 unidades. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	67		
<b>205</b>	<b>MOLDEIRAS</b> , aço inox, uso odontológico, jogo com 8 moldeiras, para moldagem de desdentado total. . Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no	KIT	02		

	Ministério da Saúde.				
206	<b>MOLDEIRAS</b> , aço inox, uso odontológico, jogo com 9 moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4), 04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4), 01 giratória 87. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	02		
207	<b>MOLDEIRAS</b> , alumínio, autoclavável, perfurada, Embalagem com 11 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4, 5) , 5 Inferiores (1, 2, 3, 4, 5) e uma Giratória nº 87. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	02		
208	<b>MOLDEIRAS</b> , plásticas , uso odontológico, jogo com 8 moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4), 04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	KIT	02		
209	<b>ÓCULOS</b> , de proteção, em policarbonato, lentes incolores, anti-risco, anti-embaçante, visor panorâmico, hastes reguláveis. Embalagem individual lacrada contendo os dados do fabricante.	UNID	17		
210	<b>ÓLEO</b> , o lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível para todos equipamentos uso odontológico, para lubrificação de peças de mão de alta e baixa rotação. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	67		
211	<b>PAPEL</b> , carbono dental, para uso odontológico, dimensões 25 x 110 mm, na cor preta, para definir a mordida e a articulação. Apresentação: bloco com 12 folhas.	UNID	10		
212	<b>PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20ml</b> , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		

213	<b>PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> , Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares .Marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	KIT	03		
214	<b>PASTA DEHIDROXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONO</b> , Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenolcanforado.O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Marca do fabricante, data defabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	KIT	03		
215	<b>PASTA MOLDAGEM</b> , componentes eugenol, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal, apresentação 2 bisnagas 60 gramas, base e catalizador, aspecto físico pastoso, cor rosa, aplicação moldagem de desdentados com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	CX	03		
216	<b>PASTA</b> para tratamento de alveolite, isenta de eugenol, com própolis, de uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
217	<b>PASTA PROFILÁTICA 90g tutti-fruti</b> , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
218	<b>PEDRA</b> para afiar instrumentais, 10cm X 2,5cm, de uso odontológico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
219	<b>PEDRA POMES</b> , indicado para limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Embalagem com 100g. Prazo de validade e registro na ANVISA.	UNID	06		
220	<b>PINÇA ANATÔMICA</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência,	UNID	03		

	data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
221	<b>PINÇA CLÍNICA n°317</b> , conhecida como pinça de algodão, aço inoxidável, autoclavável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
222	<b>PINÇA DE ADISON</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
223	<b>PINÇA DE MÜLLER</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
224	<b>PINÇA GOIVA CURVA</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
225	<b>PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
226	<b>PINÇA HEMOSTÁTICA RETA</b> , em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
227	<b>PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA</b> , Indicado para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz, fabricado em aço Inoxidável AISI-420, autoclavável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	02		
228	<b>PINÇA</b> , uso odontológico, com ponta serrilhada curva, para algodão, comprimento de 17cm, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
229	<b>PINÇA</b> , uso odontológico, goiva reta, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
230	<b>PINCEL</b> , uso odontológico, tipo brush, aplicador de adesivo, descartável. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de	EMBALAGEM	33		

	validade e registro no Ministério da Saúde.				
231	<b>PLACA BASE PARA PRÓTESE</b> , uso odontológico. Cx. com 25 unidades. Marrom, Grossa.	CX	03		
232	<b>PLACA BASE PARA PRÓTESE</b> , uso odontológico. Cx. com 50 unidades. Marrom, Fina.	CX	03		
233	<b>PLACA</b> , uso odontológico, de vidro, para manipulação, dimensões 15 x 7 x 10 mm.	UNID	10		
234	<b>PONTEIRA PARA PROFILAXIA FALCIFORME</b> , indicada para os casos simples, como destartarização, remoção de depósitos subgingivais. A ponteira forma um traçado elíptico ao vibrar. Ponteira para uso universal .Corte em todos os lados. Garantia: 3 meses. Registro na Anvisa	UNID	03		
235	<b>PONTEIRA ULTRASSOM PERIO</b> , a ponteira forma um traçado elíptico ao vibrar. Autoclavável a 135°. Ponteira para uso exclusivo no Ultrassom ALT .Garantia: 3 meses. Registro na Anvisa	UNID	03		
236	<b>PONTEIRA ULTRASSOM UNIVERSAL</b> , a ponteira forma um traçado elíptico ao vibrar. Ponteira universal utilizada para qualquer procedimento periodontal. Ponteira para uso exclusivo no Ultrassom ALT . Autoclavável a 135°. Garantia: 3 meses. Registro na Anvisa	UNID	03		
237	<b>PORTA, AGULHA DE MAYO HEGAR</b> , 12cm, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
238	<b>PORTA, AGULHA DE MAYO HEGAR</b> , 17cm, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e reBANDEJA, uso odontológico, retangular, em aço inoxidável, dimensões de 20 cm x 15 cm x 1,5 cm.Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
239	<b>PORTA, AMALGAMA</b> , uso odontológico, em plástico, tamanho aproximado de 15,5cm,Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		

240	<b>PORTA, MATRIZ</b> , tipo Tofflemeire, uso odontológico, adulto, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
241	<b>POTE</b> , uso odontológico, Dappen, de plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
242	<b>POTE</b> , uso odontológico, Dappen, de silicone. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
243	<b>POTE</b> , uso odontológico, Dappen, de vidro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
244	<b>PROTETOR FACIAL(face shield) regulável, confeccionada em policarbonato de 0,5mm de espessura,visibilidade altamente nítida e translúcida,resistente a impacto, leve e confortável.</b>	UNID	17		
245	<b>RASPADOR DE TÁRTARO</b> , ponta Morse, Mccall. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	07		
246	<b>RASPADOR GOLD MAN</b> , para tártaro. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	07		
247	<b>REGUA ENDODÔNTICA</b> , milimetrada, alumínio, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
248	<b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,	UNID	10		

	<p>excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeCOR B1</p>				
249	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca  Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Preenchimento: 2 mm.  Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A1</p>	UNID	10		
250	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca  Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-</p>	UNID	13		



	<p>polimerizadas.Preenchimento: 2 mm.</p> <p>Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A2</p>				
251	<p><b>RESINA COMPOSTA</b>micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm.</p> <p>Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades</p>	UNID	13		

	<p>físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde</p> <p>COR A3</p>				
252	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde</p> <p>COR A3,5</p>	UNID	13		
253	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta</p>	UNID	13		

	<p>pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeCOR OA3</p>				
254	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não- pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério</p>	UNID	07		

	da Saúde. COR AO2				
255	<p><b>RESINA COMPOSTA</b> micro-híbrida, fotopolimerizável, radiopaca. Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente acabamento e polimento. Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Propriedades físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. COR OA1</p>	UNID	07		
256	<p><b>RESINA COMPOSTA</b>, uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor dentina A2. Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde</p>	UNID	03		
257	<p><b>RESINA COMPOSTA</b>, uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca,</p>	UNID	03		

	fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor dentina A1.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
258	<b>RESINA COMPOSTA,</b> uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor dentina A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
259	<b>RESINA COMPOSTA,</b> uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor esmalteA2.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
260	<b>RESINA COMPOSTA,</b> uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no	UNID	03		

	Ministério da Saúde.				
261	<b>RESINA COMPOSTA</b> , uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte A3,5. Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
262	<b>RESINA COMPOSTA</b> , uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte A1. Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
263	<b>RESINA COMPOSTA</b> , uso odontológico nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de polimerização. Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte B1. Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	03		
264	<b>RESINA FLOW BULK</b> , uso odontológico, fluido de baixa contração de polimerização SDR, utilizado como base de restaurações posteriores que oferece possibilidade de preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e adaptação cavitária. Cor A3. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		

265	<p><b>RESINA FLOW BULK</b>, uso odontológico, fluido de baixa contração de polimerização SDR, utilizado como base de restaurações posteriores que oferece possibilidade de preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e adaptação cavitária. Cor A2. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	UNID	07		
266	<p><b>RESINA FLOW</b> Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, iniciadores, conservantes e pigmentos.</p> <p>Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa:</p> <p>Cor A1; . Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	UNID	13		
267	<p><b>RESINA FLOW</b> Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, iniciadores, conservantes e pigmentos.</p> <p>Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com</p>	UNID	20		

	<p>facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: . COR A2. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde</p>				
268	<p><b>RESINA FLOW</b> Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, coadjuvantes, conservantes e pigmentos.</p> <p>Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: . COR A3. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	UNID	27		
269	<p><b>RESINA</b>, uso odontológico, acrílica, autopolimerizável, em po, incolor. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	UNID	07		
270	<p><b>RESINA</b>, uso odontológico, acrílica, autopolimerizável, em po, rosa. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p>	UNID	07		
271	<p><b>RESINA</b>, uso odontológico, autopolimerizável, líquido, a base de monômero de metil metacrilato, indicado para consertos, rebasamentos e adições dentinárias. Embalagem contendo 01 frasco com 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do</p>	UNID	13		



	fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
<b>272</b>	<b>RESTAURADOR PROVISÓRIO</b> , Recomendado em inúmeras aplicações, como base sedativa, forrador de cavidades, curativo selante, e cimentação temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias, quando remoções são planejadas, deixando o remanescente para servir de base intermediária sob restaurações permanentes. Registro na Anvisa. Pó com 50g e líquido com 20ml.Data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde.	CX	33		
<b>273</b>	<b>REVELADOR</b> para processamento manual de filmes radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
<b>274</b>	<b>SELANTE</b> , uso odontológico, para fóssula e fissuras, fotopolimerizável, possui 50% em peso de cargas inorgânicas.Validade: 18 meses.. Embalagem: caixa com 01 tubo de 2g.Matizado.Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	13		
<b>275</b>	<b>SERINGA</b> , uso odontológico, carpoule, em aço inox, para anestesia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
<b>276</b>	<b>SINDESMÓTOMO DUPLO, n°01</b> , uso odontológico, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID	07		
<b>277</b>	<b>SINDESMOTOMO</b> , descolador gengival, em aço inoxidável, com uma extremidade para dentes superiores (reta) e outra para inferiores. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e registro noMinistério da Saúde.	UNID	03		
<b>278</b>	<b>SONDA</b> de uso odontológico, milimetrada, tamanho padrão, em aço inoxidável, padrão OMS. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		

279	<b>SONDA</b> exploradora, uso odontológico, nº 23, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	10		
280	<b>SONDA</b> exploradora, uso odontológico, nº 2A, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	67		
281	<b>SUGADOR CIRURGICO</b> , produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS, produto descartável, possui ponteira removível. Caixa com 20 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	07		
282	<b>SUGADOR ENDODÔNTICO</b> , descartável, atóxico. Embalagem com 20 unidades, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	07		
283	<b>SUGADOR</b> , uso odontológico, descartável. Embalagem: pacote com 40 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	67		
284	<b>TAÇA DE BORRACHA</b> , uso odontológico, abrasivas. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
285	<b>TAÇA DE BORRACHA</b> , uso odontológico, crescente, montada para contra ângulo. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	33		
286	<b>TESOURABUCK</b> para curativo ponta 1/2 lua, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
287	<b>TESOURA CIRÚRGICA</b> tipo goldman/fox nº16, curva, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UNID	07		
288	<b>TESOURA, DE METZENBAUM</b> , 23cm, reta, em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto procedência data de	UNID	07		

	fabricação e registro no Ministério da Saúde.				
289	<b>TESOURA, IRIS, CURVA</b> , comprimento 12 cm, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	27		
290	<b>TESOURA, IRIS, RETA</b> , comprimento 12 cm, em aço inoxidável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	50		
291	<b>TIRA</b> , de lixa, uso odontológico, 4 mm, para acabamento de resina. Embalagem: caixa com 150 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	17		
292	<b>TIRA</b> , de lixa, uso odontológico, de aço, 4 mm, para acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	33		
293	<b>TIRA</b> , de lixa, uso odontológico, de aço, 6 mm, para acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	33		
294	<b>TIRA</b> , uso odontológico de poliéster, de 4mm. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	33		
295	<b>TOUCA DESCARTÁVEL</b> , sanfonada e com elástico, gramatura 10, cor branca, produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, tamanho: 45 x 52 cm, descartáveis, individuais e de uso único, pacote com 100 unidades.	PACOTE	200		
296	<b>VASELINA sólida</b> . Embalagem: pote com 90 gramas, a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: " venda proibida pelo comercio. " Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por	UNID	03		

	tradutor oficial.				
<b>297</b>	<b>VERNIZ</b> , uso odontológico, com flúor. Embalagem: caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNID	17		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					

**LOTE 02 – DESCARTÁVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DETALHADA	UND.	QUANT	VLR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>CREME</b> , dental, com mínimo de 1.500 PPM de flúor, ação bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.	UNID	2000		
<b>2</b>	<b>ESCOVA</b> , dental uso adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco anatômico, (polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 cm podendo variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de acordo com a Portaria vigente.	UNID	10000		
<b>3</b>	<b>ESCOVA</b> , dental uso infantil, cerdas nylon macias, 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de acordo com a Portaria vigente..	UNID	8000		
<b>4</b>	<b>KIT ODONTOLÓGICO</b> (ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco anatômico, (polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 cm podendo variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de	kit	1000		

	Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de acordo com a portaria vigente; FIO DENTAL, resistente ao desfiamento, com mínimo 50 metros; CREME DENTAL, 20 gramas, com 1500ppm de flúor.				
5	<b>KIT ODONTOLÓGICO</b> (ESCOVA, dental uso infantil, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco anatômico, apresentar certificado de controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de acordo com a portaria vigente; FIO DENTAL, resistente ao desfiamento, com mínimo 50 metros; CREME DENTAL, 20 gramas, com 1500ppm de flúor)	kit	1000		
6	<b>LUVA</b> para procedimento em látex natural, alta sensibilidade, não estéril, ambidestra. TAM. M. Caixa com 50 pares. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa ; Validade 3 anos a partir da data de fabricação.	CX	400		
7	<b>LUVA</b> para procedimento em látex natural, alta sensibilidade, não estéril, ambidestra. TAM. P. Caixa com 50 pares. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa Validade 3 anos a partir da data de fabricação.	CX	1500		
8	<b>LUVA</b> para procedimento em látex natural, alta sensibilidade, não estéril, ambidestra. TAM. PP. Caixa com 50 pares. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Registro Anvisa Validade 3 anos a partir da data de fabricação..	CX	500		
9	<b>LUVA</b> , cirúrgica, número 6,5, de uso único, descartável, apirogênica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 76 mm com variação de $\pm$ 6mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de Mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; A	UNID	400		

	Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.				
10	<b>LUVA</b> , cirúrgica, número 7,0 , de uso único, descartável, apirogênica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 76 mm com variação de $\pm 6$ mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de Mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; A Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	UNID	400		
11	<b>LUVA</b> , cirúrgica, número 7,5 , de uso único, descartável, apirogênica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 76 mm com variação de $\pm 6$ mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de Mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; A Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de	UNID	500		

	fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.				
12	<b>LUVA</b> , cirúrgica, número 8,0, de uso único, descartável, apirogênica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 76 mm com variação de $\pm 6$ mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de Mão direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; A Embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	UNID	500		
13	<b>LUVA</b> , cirúrgica, número 8,5, de uso único, descartável, apirogênica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 76 mm com variação de $\pm 6$ mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de Mão direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogênica; A Embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de	UNID	400		

	forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.				
14	<b>MACRO</b> , modelo, doenças bucais, em acrílico transparente composto de demonstrando Carie Inicial, Carie Profunda com Exposição Pulpar, Doença Periodontal, Implante e Germe Dentário de terceiro molar incluso em tamanho natural.	UNID	10		
15	<b>MACRO</b> , modelo, escovação, com articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental com arcada superior e arcada inferior, dimensões 8 x 8 x 10cm, acompanhado da macro escova.	UNID	10		
16	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO</b> , bobina medindo 10cm x 100m.	UNID	100		
17	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO</b> , bobina medindo 15cm x 100m.	UNID	100		
18	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO</b> , bobina medindo 20cm x 100m.	UNID	100		
19	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO</b> , bobina medindo 25cm x 100m.	UNID	100		
20	<b>PAPEL TOALHA INTERFOLHA</b> , embalagem com 1.000 Folhas. 22,5x21cm.	PACOTE	500		
21	<b>PROPÉ</b> descartável, TNT 20g, pacote com 100 unidades	PACOTE	200		
22	<b>PERFURO CORTANTE</b> de 13 litros, caixa c/ 10 unids.	CX	50		
23	<b>SABONETE LÍQUIDO</b> , litro.	litro	100		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					

### LOTE 03 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DETALHADA	UND.	QUANT	VLR UNIT.	TOTAL
1	<b>APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR</b> , Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm <sup>2</sup> ). Bateria de alta performance: Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de	UNID	06		



	<p>carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total – 150 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 25,1 cm. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso Bruto: 0,80 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode). Bateria: 3,7V 2200 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm<sup>2</sup>. Modo de uso: Contínuo - Potência máxima ao longo de todo o funcionamento.</p>				
2	<p><b>AUTOCLAVE 21 LITROS</b>, secagem com porta entreaberta. Design arrojado e inovador que proporciona visual moderno e harmonioso ao ambiente. Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes. Tanque de pressão em aço inox. Garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material. Bandejas e suporte em aço inox. Proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização. Anel de vedação da porta: silicone. Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. Desaeração automática. Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12. Tanque de pressão: Aço Inoxidável. Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm<sup>2</sup> +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm<sup>2</sup>). Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C). Tempo de esterilização:</p>	UNID	03		

	16 minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Anel de vedação da porta: Silicone. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura).Água: Destilada, inserção manual com copo dosador. Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml - 380ml. Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável. Proteção sobrepessão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura porta: Sistema de despressurização por alavanca. Dimensão Externa: 43,5 x 41 x 58 cm (largura x altura x profundidade); Dimensão Câmara: 24 x 45 cm (diâmetro x profundidade); Peso líquido: 30Kg. Peso bruto: 33Kg.Garantia:1 ano.18 Sistemas de Segurança.				
3	<b>AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL</b> , avental de borracha Plumbífera com protetor de tireoide (Não removível). Para paciente infantil. Periapical. Tamanho 60x50cm 0,25mm PB Acabamento em Polikroy (Corino especial) Registro ANVISA: 10376790002 Garantia de 2 anos.	UNID	02		
4	<b>AVENTAL DE CHUMBO PROFISSIONAL</b> , Uso profissional; Com protetor de tireóide; Tamanho de 100x60cm e com 0,50mm de chumbo (Pb), acabamento em corino especial; Peso: 5,500kg; Garantia de 5 anos.	UNID	03		
5	<b>AVENTAL DE CHUMBO</b> , Avental de borracha Plumbífera com protetor de tireoide. Para paciente adulto. Tamanho 100x60cm 0,25mm PB Peso: 2,730kg Acabamento em Polikroy (Corino especial) Registro ANVISA: 10376790002. Garantia de 2 anos.	UNID	03		
6	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA</b> , design arrojado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal Programação de trabalho. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor [Persus]; Volta automática à posição zero; Subida e descida do assento e do encosto; Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central: Em aço	UNID	02		

	<p>maciço, com tratamento anticorrosivo. Base: Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 450 mm, Máxima de 900 mm. Estofamento amplo: Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts Apoio dos braços: dois braços fixos POP Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz Encosto cabeça: Bi Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro. Equipado com sugador, seringa tríplice, três pontas e dois mochos.</p>				
7	<p><b>COMPRESSOR</b>, para 1 consultório sem bomba de vácuo ou 2 consultórios com bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 56 dB Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). Acompanha dois refis para futura substituição. Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm): 40 X 62 X 40 cm. Alimentação: 220 V monofásico. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.) Capacidade do reservatório: 45 litros. Potência (motor): 1,13 CV (840W). Consumo de energia: 0,75 KW/hora. Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 polos. Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões.</p>	UNID	03		

8	<p><b>COMPRESSOR</b>, para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). Acompanha dos refis para futura substituição. Mangueiras dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação: 110V ou 220V monofásico. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.). Capacidade do reservatório: 60 litros Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W) Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. Número de pólos dos motores: 4 polos Número total de pistões (dois motores): 4 pistões</p>	UNID	01		
9	<p><b>CONTRA ÂNGULO</b>, Sistema Saca Brocas. O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano.</p>	UNID	20		
10	<p><b>CUBA ULTRASSÔNICA</b>, possibilita a limpeza eficiente em áreas de difícil acesso dos instrumentos odontológicos, médicos e clínicos. Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo de limpeza. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes</p>	UNID	12		

	<p>e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade Total: 2,5 Litros. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Dimensões Interna Cuba de Inox: 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Garantia: 1 ano.</p>				
11	<p><b>DESTILADOR</b>, Reservatório de quatro litros. Cuba interna em aço inoxidável, permite maior durabilidade. É compacta, com formato cilíndrico e de fácil transporte. Possui vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. O corpo é recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar. Dimensões do produto: 380 x 235mm; Peso líquido: 3,5 kg; Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Botão de acionamento. Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. Corpo em aço Inox. Garante maior durabilidade e resistência. Abastecimento manual. Não exige instalações hidráulicas. Garantia: 1 ano.</p>	UNID	02		
12	<p><b>MICRO MOTOR</b> com contra ângulo compatível, intra, para uso odontológico, em aço inox, esterilizável em auto clave até 135°C. Embalagem unitária com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano.</p>	UNID	20		
13	<p><b>MOCHO odontológico ergonômico com encosto, a gás, possui 5 rodízios duplos, oferece mobilidade e segurança, estofamento em espuma injetada revestido com pvc .</b></p>		20		
14	<p><b>PEÇA RETA</b>, para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); Spray para refrigeração por condução interna; Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,; Esterilizável em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden; Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Sistema de fixação de broca de giro de anel. Refrigeração externa. Transmissão 1:1. Garantia: 1 ano..</p>	UNID	10		

<p>15</p>	<p><b>RAIO X</b> .Leveza e precisão nos movimentos.Exclusiva Tecnologia Green com 95% menos chumbo. O cabeçote do Raios-X Timex70E é confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Seletor em painel lexan de alto-relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 Intervalos de tempo de exposição padronizados. O Raios-X Timex 70E permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Novo sistema de articulação do cabeçote. Fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador. Grande suavidade e precisão nos movimentos. Novo design do cabeçote. As curvas produzem um design arrojado com cores neutras e agradáveis. Ergonômico e de fácil manuseio. Proteção térmica do cabeçote . Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. Cabeçote com câmara de Compensação. Mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento. Ponto focal.Com correto dimensionamento. Proporciona um feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando. Em material especial com suporte de fixação do controle. Facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços Articulado verticalmente e horizontalmente . Coluna, braços e base Construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estável. Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Pintura na cor gelo. Com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Segue padrão ABNT. Facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO. Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança. Produto com Certificado CE. Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Acompanha o Raios-X Timex 70E.Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453.</p>	<p>UNID</p>	<p>02</p>		
-----------	--	-------------	-----------	--	--

	<p>Produto pronto para o sistema digital.Sensor adquirido separadamente. Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo:70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Garantia 12 meses.</p>				
16	<p><b>SELADORA</b>, de mesa com Guilhotina, possui acionamento manual, confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto, sistema para aquecimento com resistência blindada,pintura epóxi eletrostática na cor branca, área para selagem: 35cm. Largura para selagem: 10mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático.01 ano de garantia. Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.</p>	UNID	05		
17	<p><b>TURBINA</b>, rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente.Peso ideal: projetada para compensar o peso e aforça das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho.Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca.Acoplamento Borden.Esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a asepsia dos instrumentos. Sistema Press Button. Garantia: 12 Meses. Rotação: 280 000 - 380 000 rpm. Torque: 0,13 NCm.Ruído: 64 dbs. Pressão do ar: 32 lbs. Material: latão, alumínio e peças em aço inox. Autoclavável. Longa vida útil. Ergonomicamente perfeita para trabalhos precisos. Recartilha soft. Registro na Anvisa</p>	UNID	30		
18	<p><b>ULTRASSOM</b>, Pressão de acionamento: 220 kpa. Vibração elíptica de 6.000Hz. Consumo de ar: 24-30 l/min. Agulha de limpeza. Haste de limpeza. A ponteira possui giro de 360°. Peso: 190 g. Peça de mão não deve ser submersa em banhos de desinfecção. Seu funcionamento provém da pressão pneumática aplicada internamente a um eixo apoiado sobre anéis de borracha, além disto existe uma ligação de água com saída na ponteira. O jato de água de refrigeração evita o aquecimento, mantém limpa a superfície de trabalho e reduz a sensibilidade após o tratamento. Bivolt. 1 ano de garantia.</p>	UNID	05		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					

